



Was können Winlog.med und Winlog.med Validation:

Einsatz im RDA / Steckbeckenspüler:

Winlog.med für die Routineüberwachung:

- A0-Wert 60, 600, und 3000 Berechnung
- Temperaturkurve
- automatische Routinekontrolle und Freigabe

Zusätzliche Parameter der Winlog.med Validation:

- Mapping: Positionierung der Datenlogger wird in der Software dreidimensional definiert
- automatische Berichtgenerierung
- Auswertung erfolgt nach DIN EN 15883-1,2,3 und nach dem Leitlinienentwurf der DGKH und DGSV

Einsatz im Dampfsterilisator:

Winlog.med für die Routineüberwachung:

- F0-Wert Berechnung
- automatische Auswertung der Daten Druck, Temperatur, F0-Wert, Haltezeit, Ausgleichszeit, Vakuumphase, theoretische Temperatur, Trocknungsphase, Temperaturband

Zusätzliche Parameter der Winlog.med Validation:

- Mapping: Positionierung der Datenlogger wird in der Software dreidimensional definiert
- automatische Berichtgenerierung
- Auswertung erfolgt nach EN 285, 554, DIN 58946-6, ISO 17665, 13060

Vorteile

- hohe Benutzerfreundlichkeit
- automatische Ermittlung aller relevanten Parameter (z.B. A0-Wert, F0-Wert)
- automatische Auswertung aller gemessenen Daten
- eindeutiges Ergebnis (bestanden / nicht bestanden)
- Anzeige und Ausdruck aller Temperatur- und Druckkurven in allen Phasen (Vakuumphase, Ausgleichszeit, Haltezeit, Trocknungsphase)

Systemvoraussetzungen

- Computer Intel Pentium 1,6 GHz
- Arbeitsspeicher mind. 1 GB RAM
- Festplattenspeicher mind. 100 GB
- System-Voraussetzungen Windows®, XP oder Vista