

# Winlog.validation

## Software Winlog.validation



Winlog.validation

### Artikelbeschreibung

Die Winlog.validation Auswertesoftware zur Validierung

- Benutzerfreundliche Bedienung
- Manipulationssichere Software
- Prüfung aller relevanten Phasen (z.B. Reinigung, Desinfektion und Sterilisation)
- Phasen einzelner Prozesse können besser bearbeitet werden
- Automatische Ermittlung aller relevanten Parameter (AO-Wert, FO-Wert)
- Fehlerfreie Beurteilung des Prozesses mit eindeutigem Ergebnis (bestanden/nicht bestanden)
- Anzeige und Ausdruck aller Temperatur und Druckkurven
- Integration von Kalibrierzertifikaten in gescannter Form
- FDA 21 CFR Part 11 - konform
- freie Berichtswahl



PEWA  
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21  
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0  
Fax: 02304-96109-88  
E-Mail: [info@pewa.de](mailto:info@pewa.de)  
Homepage : [www.pewa.de](http://www.pewa.de)

Winlog.web: Hardware- und

Systemvoraussetzungen:

Hardwarevoraussetzungen:

- Prozessgeschwindigkeit mindestens 1 GHz
- Arbeitsspeicher 1 GM RAM
- freier Festplattenspeicher mind. 300 MB
- USB

Softwarevoraussetzungen:

- Betriebssystem Microsoft® Windows 7® XP oder  
Windows® Vista (64 bit)