

## Technische Daten

Referenz	Einfach, Ag/AgCl
Verbindung	Keramisch, einfach
Elektrolyt	KCl 3.5M + AgCl
max. Druck	0.1 Bar
Bereich	Redox
Bereich Temperatur	-5 bis 100 °C
Kabelschuh	Platin-Sensorstift
Temperaturfühler	Nein
Verstärker	Nein
Körper	Glas
Anwendungen	Allgemeine Anwendung im Labor, Redox-Titrationen



**PEWA**  
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21  
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0  
Fax: 02304-96109-88  
E-Mail: [info@pewa.de](mailto:info@pewa.de)  
Homepage : [www.pewa.de](http://www.pewa.de)